



Alcoholímetros y Pruebas Antidoping



ventas@masequipomedico.com

AV CAMPO REAL 1606 LOCAL 3

COL. EL REFUGIO

TEL QRO. 4421951767

TORREON 8713508930 CEL

INTRODUCCION

El Alcohómetro en la empresa, es una herramienta que de manera objetiva puede desincentivar el uso del alcohol por parte de la plantilla laboral.

El abuso del alcohol en los centros de trabajo puede causar problemas que amenazan la seguridad de los empleados y la de los clientes.



Crear un programa para erradicar el consumo de alcohol es especialmente importante en los negocios donde la seguridad constituye un punto importante. Los accidentes y las lesiones pueden crear problemas severos, no solamente para las víctimas, sino también para el empresario. Un incidente grave, especialmente si está relacionado con el alcoholismo puede hacer que un negocio cierre sus puertas

La aplicación de los exámenes de alcohol puede realizarse ya sea: Al azar, previo al ingreso, al término de la jornada laboral también es recomendable después de fines de semana y días festivos, por sospecha o luego de algún accidente.

Algunos Beneficios potenciales de un centro de trabajo sin alcohol.

- Disminución del ausentismo, la impuntualidad, licencias por enfermedad y personales.
- Reducción de problemas de disciplina de los empleados.
- Aumento en el número de clientes satisfechos.
- Mejora de la moral y motivación de los empleados.
- Mejora de la imagen de la empresa en la comunidad

ALGUNOS DE NUESTROS MODELOS DE ALCOHOLIMETROS

Bactrack S70

CLAVE ME100



MAS EQUIPO MEDICO

- El alcoholímetro Bactrack S70 es el alcoholímetro esencial para un uso más extenso y profesional, este incorpora una tecnología de semiconductor para un resultado más rápido y confiable.

Utiliza boquillas que proporcionan un mejor resultado en la concentración del aire y a la vez un uso higiénico del mismo.

Su precisión de sensor va de los +/- 0.01 % BAC a 0.02% BAC y su campo de medición va de 0.00% a 0.40% BAC, Su tiempo de Inicialización es de 15 segundos y su tiempo de respuesta es de 3 segundos.

El kit incluye: 2 baterías AA, 6 boquillas y estuche.

Alcoholímetro Alcomate Premium AL7000



CLAVE ME101

- El alcoholímetro digital más moderno ahora disponible en México. Gracias a su sensor modular pre-calibrado no requiere de servicio de calibración sino que usted fácilmente puede reemplazar el sensor cada que sea necesario.
-

El alcoholímetro premium AL7000 ha sido diseñado para realizar pruebas de alcohol en el aliento de manera fácil, rápida y obteniendo resultados confiables al tomar en cuenta las necesidades específicas de empresas y personas sin acceso o capacidad de re calibrar y brindar servicios de mantenimiento a sus alcoholímetros.

Su rango de detección es de 0.000% hasta 0.400% BAC, su tiempo de inicialización es del 25 segundos y su tiempo de muestra es de 3 segundos, su fuente de poder es de 2 baterías AA o adaptador para fuente de poder de automóvil.

Incluye:

- 1 Alcoholímetro AlcoMate Premium
- 1 Maletín
- 2 Baterías AA
- 1 Adaptador 12V
- 2 Boquillas de Repuesto

Alcoholímetro AlcoBlow



CLAVE ME102

- El medidor de alcohol portátil AlcoBlow® es una forma eficiente y fácil de usar para determinar de manera rápida si un individuo ha consumido alcohol.

El nuevo AlcoBlow® de CMI, Inc., es el medidor de alcohol perfecto para reconocer el uso de alcohol en situaciones de tolerancia cero. Puede ser usado en muchas circunstancias de prueba incluyendo:

- Estudiantes durante eventos especiales.
- Reclusos en estamentos correccionales.
- Participantes en programas de trabajo fuera de empresa.
- Test para empleados
- Conductores en retenes de tránsito.

Características:

- El sensor de combustible solamente reacciona al alcohol.
- No necesita calentamiento previo, siempre esta listo para ser usado.
- Fácil y rápido proceso en la prueba.
- La rapidez en el periodo de recuperación entre pruebas, permite que las pruebas puedan ser aplicada a a varios individuos en poco tiempo.
- Dos modos de operación –Activo y Pasivo- que se amoldan a cualquier necesidad en los tests.
- No requiere boquillas.
- No necesita ajustes o revisiones de calibración regularmente.
- Su baja exigencia de electricidad permite una extensa duración para las baterías

Alcoholímetro Alcomate Prestige



CLAVE ME103

- El nuevo alcomate prestige viene con una tecnología innovadora y patentada que permite al usuario recalibrar su alcoholímetro sin la necesidad de acudir al Centro de Servicio. Los usuarios pueden cambiar el sensor por uno ya pre-calibrado de fábrica y así eliminar el riesgo de quedarse sin alcoholímetro mientras se le da mantenimiento.

El cambio de sensor es una solución ideal para todos los usuarios, especialmente clínicas, oficiales de campo, o centros de trabajo. De esta manera, siempre podrán tener su alcoholímetro listo para realizar exámenes de alcohol altamente precisos.

Tiempo de inicialización de 30 segundos, tiempo de respuesta 2 segundos, precisión de .01% a .10% BAC, el campo de medición es de 0.00 a 0.40% BAC y su fuente de materia es de 2 baterías AA

Incluye:

- 1 Alcoholímetro AlcoMate Prestige
- 1 Maletín
- 2 Baterías AA
- 2 Boquillas de Repuesto

Alcoholímetro Bactrack Element

CLAVE ME104



- El alcoholímetro Bactrack Element puede ser para uso personal o profesional, proviene de tecnología policíaca, utiliza boquillas, funciona con 2 baterías AAA incluidas (presentación blíster).

Detecta rangos de 0.000% hasta 0.0400% BAC, su tiempo de calentamiento es de 10 a 20 segundos y el tiempo de respuesta es de 10 segundos.

Alcoholímetro Alcomate TS200

CLAVE ME105

- El alcoholímetro Alcomate TS200 combina la revolucionaria innovación de la tecnología PRISM con la precisión de una técnica para ofrecer el alcoholímetro comercial más confiable, conveniente y preciso disponible en el mercado.



Tecnología PRISM resuelve el problema de la re-calibración, la cual se requiere en todos los alcoholímetros típicos que utilizan módulos de sensor inteligente reemplazables pre-calibrado, que se pueden intercambiar directamente por el usuario final al instante, eliminando hasta una semanas de inactividad causados por la típica recalibración.

La tecnología PRISM es una característica patentada exclusiva, sólo disponible con probadores de alcohol en aliento alcomate (Patente de EE.UU. No. 7.841.224 B2, también en todo el mundo). El alcomate TS200 es el primer y único probador de alcohol en el aliento que combina la tecnología PRISM con la precisión de las células de combustible avanzado, para lograr una combinación perfecta de precisión fiable y comodidad sin tiempo de inactividad.

Características:

- Módulo Sensor Inteligente reemplazable Pre calibrado (PRISM) Tecnología
- DOT Aprobado para la aplicación de la ley: Precisión + / -0,005 a 0,10 g / dl
- Sensor de combustible de células de máxima precisión
- 4-Digit Resultados LCD Display
- Sensor de presión activo / Deep muestreo de aire del pulmón
- Contador de la prueba acumulada
- Indicador de batería baja / apagado automático

Alcoholímetro Bactrack BT-B70

CLAVE ME106



- El alcoholímetro bactrack BT-B70 es parte de nuestra nueva línea de alcoholímetros de alta eficacia.

El anillo de luz indica al usuario cuando empezar y terminar el soplido. Mediante un soplido constante y fuerte el sensor "Bluefire" proporciona un resultado confiable sin la necesidad del uso de boquillas.

Incluye:

- Alcoholímetro BT-B70
- 2 Pilas AAA
- Funda Protectora

Alcoholímetro Bactrack S30

CLAVE ME107



- Descripción

El alcoholímetro Bactrack S30 es el Alcoholímetro de diseño portátil de tres dígitos con pantalla LCD retro iluminada y tecnología avanzada de sensor "Microcheck". Su tecnología provee resultados acertados a un bajo precio. Su compacto diseño permite llevarlo en el bolsillo a donde sea.

Incluye:

- 1 Alcoholímetro Bactrack S30
- 2 Baterías AAA
- 1 Adaptador para Boquilla

CONSUMIBLES

CLAVE ME108

. Boquillas



Paquete de 100 Boquillas Universales, para alcoholímetro.

ANTIDOPING

CLAVE ME109

FRASCO DRUG CHECK 5 PARAMETROS

LA UNICA PRUEBA DE DROGAS SIN PASOS

- EN SOLAMENTE 5 MINUTOS
- EL FRASCO HACE TODO EL TRABAJO

Detecta cualquiera de las siguientes drogas:

- Anfetaminas
- Barbitúricos
- Benzodiazepinas
- Cocaína

- Marihuana
- Metanfetaminas
- Opiáceos
- Fenciclidina



TARJETA DRUG CHECK 3 Y 5 PARAMETROS

CLAVE ME110



DrugCheck® DIP (TARJETA), la prueba antidrogas más novedosa, tecnológicamente avanzada y de más venta en el mercado en EE.UU., Europa, México y Latinoamérica.

Es sencilla y fácil de usar, siendo la única prueba que no requiere pasos para efectuarse. Es un dispositivo en forma de Tarjeta con tiras reactivas que detecta simultáneamente de 2 hasta 8 de las siguientes drogas:

Anfetaminas, barbitúricos, benzodiazepinas, cocaína, marihuana, metanfetaminas, opiáceos, fenclidina.