



2022

# EQUIPO DE RESCATE



FLORENCIO ROSAS 16B COL. CIMATARIO

QUERETARO, QRO.

[ventas@masequipomedico.com](mailto:ventas@masequipomedico.com)

TEL: 442.195.17.67

## CAMILLA MARINA

CLAVE ME300



### **CARACTERISTICAS:**

- Fabricada con estructura tubular cromada y lona plastificada.
- Se dobla a la mitad facilitando su transportación y almacenaje.
- Muy útil en situaciones de Triage para la evacuación de pacientes.
- No se recomienda su uso en pacientes con posibles traumas o problemas de columna vertebral.

## CAMILLA PARA INMOVILIZACION CON ORIFICIO PARA LA COLUMNA VERTEBRAL

CLAVE ME301



- Camilla con orificio para la columna vertebral.
  - »Fabricada a base de polietileno.
  - »Compatible con la mayoría de los inmovilizadores de cabeza y cinturones de seguridad.
- Debido a que está elaborada a base de polietileno (plástico) la camilla flota, por lo que puede utilizarse para realizar rescates en agua.
  - »Puede utilizarse al tomar rayos X, ya que es completamente traslúcida.
  - »Es de tamaño pequeño y de peso ligero, por lo que resulta fácil de transportar y guardar.
  - »Es cómoda y segura, por lo que los pacientes se sienten confortables.
  - »Cubre con altos estándares de calidad.
  - »El material del que se encuentra hecha es de alta resistencia.
  - »Cuenta con las certificaciones CE (Comunidad Europea) y FDA.
- Dimensiones: 183 cm de largo x 45 cm de ancho x 5cm de grosor.
  - »Capacidad de soporte:
  - »Menor a 159 kg.

## EQUIPO DE INMOVILIZACION INTEGRAL DE PLASTICO

CLAVE ME302



### CARACTERISTICAS:

- Contiene:
  - 1 Camilla rígida de plástico importada (la marca puede variar de acuerdo a existencias).
  - 1 Inmovilizador araña
  - 1 Inmovilizador de cráneo termo-sellado

- 1 Collarín ajustable adulto (la marca puede variar de acuerdo a existencias)

## INMOVILIZADOR DE CRANEO

CLAVE ME303



### CARACTERISTICAS:

- Fabricado con lona plastificada resistente a la fricción. Interior de espuma aglutinada de alta densidad. Totalmente libre de metales lo que lo hace perfectamente traslúcido a los rayos "X". Sujetadores de frente y barbilla del mismo material que se puede ajustar a diversas medidas gracias a la serie de herrajes incluidos en la base.
- Color: amarillo.

## INMOVILIZADOR ARAÑA

CLAVE ME304



### CARACTERISTICAS:

- Sujetador de paciente de 10 puntos fabricado con cintas de seguridad de 2". Se ajusta perfectamente a la altura del paciente por medio de una hebilla de nylon. Resiste perfectamente el lavado en máquina ciclo suave o a mano con jabón neutro.



## COLLARIN PERFIT ACE AMBU

CLAVE ME305



### CARACTERISTICAS:

- Collarín adulto ajustable con dieciséis posiciones disponibles, lo que le da una gran versatilidad y un ajuste perfecto de acuerdo al tamaño de cuello del paciente. La parte de la barbilla se dobla para facilitar el almacenaje característica que solo los collarines Ambu tienen.

## COLARIN AJUSTABLE STIFNECK SELECT

CLAVE ME306



### CARACTERISTICAS:

- Collarín adulto ajustable a cuatro tamaños por medio de botones de seguridad lo que le da una gran versatilidad. Fácil de usar, fácil de limpiar y fácil de transportar.



## CHALECO DE EXTRACCION VEHICULAR

CLAVE ME307



### CARACTERISTICAS:

- Fabricado con nylon plastificado y cintas de seguridad con código de color para facilitar su colocación. Interior de triplay de 12 y 6 mm lo que le aporta rigidez para una correcta inmovilización de la columna vertebral. Cuenta con sujetadores de frente y barbilla además de un cojín para rellenar los espacios entre el chaleco y la columna.
- Color: Azul rey.

## FERULAS RIGIDAS

CLAVE ME308



### CARACTERISTICAS:

- Juego integral diseñado en nuestra empresa acorde a las necesidades mexicanas de atención. Consta de cuatro piezas, dos articuladas y dos sin articular y se presentan en un estuche de nylon resistente que permite el fácil acceso y visualización. Las férulas de brazo se pueden utilizar en pacientes pediátricos. Interior de triplay de 6 mm. Traslúcidas a los rayos .X.
- Contiene:
  - 1 Pierna completa

- 1 Media pierna
- 1 Brazo completo
- 1 Medio brazo.

## COLLARIN BLANDO

CLAVE ME309



### CARACTERISTICAS:

- Collarín fabricado con espuma de poliuretano y recubierto de tela suave hipo-alérgica y cierre de velcro. Adecuado para el tratamiento de lesiones cervicales leves.
- Fabricación nacional.

- Medidas: chico, mediano y grande.

## COLLARIN PHILADELPHIA

CLAVE ME310



### CARACTERISTICAS:

- Collarín que consta de dos partes que se unen por medio de cintas de velcro. Brinda una excelente estabilidad cervical.
- Medidas: chico, mediano y grande.

## FERULA MODEABLE NACIONAL

CLAVE ME311




### CARACTERISTICAS:

- Fabricada con alma de aluminio recubierta con doble capa de neopreno. Muy resistente y fácil de limpiar. Traslucida a los rayos "X".
- Medidas: 90 x 10.5 cm
- Bicolor naranja-azul.

## FERULAS NEUMATICAS

CLAVE ME312



### CARACTERISTICAS:

- Juego de férulas inflables por medio de un pivote con tapón de presión. Fabricadas con plástico cristal y cierre de nylon electro-selladas. Fáciles de limpiar y desinfectar.
- Consta de seis piezas:





- 1 Pierna completa.
- 1 Media pierna.
- 1 Pie y tobillo.
- 1 Brazo completo.
- 1 Medio brazo.
- 1 Mano y muñeca.

## HOLSTER EQUIPADO

CLAVE ME313



### CONTENIDO:

- 1 Abate lenguas de plástico (bite stick)
- 1 Tijeras de trabajo pesado
- 1 Tijeras de botón.
- 1 Termómetro clínico oral
- 1 Pinzas de Kelly.
- 1 Par de guantes de látex
- 1 Lámpara de diagnóstico.
- 1 Ligadura elástica
- 1 Window punch.

## KIT SACA VENENO

CLAVE ME314



**Incluye: 01 bomba de succión, 01 rastrillo, 01 pad de isodine, Curitas. Todo en un estuche plástico.**

## **KIT PARA QUEMADURAS BURN FREE**

CLAVE ME315



**Kit de quemaduras básico Importado Burn free**

**PARA ALIVIAR EL DOLOR EN LOS PACIENTES CON QUEMADURAS  
DE 1º Y 2º Y EVITAR INFECCIONES**



**CONTIENE: 4 APOSITOS CON GEL DE 10 X 10 CM. 1 FRASCO DE 4 OZ CON GEL, 12 SOBRES INDIVIDUALES DE 08 OZ, 2 ROLLOS DE GASA Y PRACTICO ESTUCHE**

**MCA. BURN FREE**

**EQUIPO IMPORTADO**

## **COMPRESA INSTANTANEA CALIENTE O FRIA**

CLAVE ME316





**Ideal para incluir en su botiquín. Terapia caliente o fría instantánea de fácil activación. Desechable**

## **TIJERAS DE USO RUDO**

CLAVE ME317



**Modelo: Piraña. Ideal para ambientes tácticos. Fabricada en acero inoxidable de alta calidad. Sierra reforzada para una**



**mayor capacidad de corte incluso en materiales más rígidos. Punta redondeada para seguridad del paciente. Ergonómicas que le permiten otorgar un mayor confort y control. Segura y efectiva. Color: Negro táctico.**

## **SABANA TERMICA DE ALUMINIO**

CLAVE ME318



### **CARACTERISTICAS:**

- Muy útil para prevenir la hipotermia.





- Refleja hasta el 90% del calor corporal y ayuda a mantener la temperatura del paciente.
- Medidas: 213 x 132 cm (84. x 52.)
- Material desechable.

## SABANA PARA QUEMADOS

CLAVE ME319



**Sábana estéril para evitar infecciones en quemaduras. Puede ser utilizada húmeda o seca. Medidas: 60" x 90".**

## Pocket Mask Laerdal

CLAVE ME320



Es el dispositivo de barrera más usado en el mundo. Combina una válvula unidireccional de baja resistencia, con un filtro hidrofóbico desechable para evitar el paso de líquidos y secreciones. La válvula y el filtro actúan como barreras que separan al paciente de su reanimador.

Una emergencia que requiera una RCP puede presentarse en cualquier momento, en cualquier lugar, y a cualquier persona. La mascarilla de bolsillo Laerdal está siempre a mano, y es suficientemente pequeña, para llevarla en cualquier sitio



#### Características:

Aumenta la distancia con el paciente

Cúpula transparente que permite comprobar el color de los labios, y las posibles secreciones del paciente

- Se puede usar en adultos, niños y lactantes
- Existe como opción una versión con toma de oxígeno, y cinta de fijación a la cabeza.
- Válvula unidireccional y filtro reemplazables y desechables

