



MANIQUIES Y REPLICAS



MAS EQUIPO MEDICO

ventas@masequipomedico.com

TEL 442-1-95-1767

AV. CAMPO REAL 1606 LOCAL 3

COL. RESIDENCIAL EL REFUGIO QRO.

W.A. 442-624-13-20

Módulo de trauma avanzado

CLAVE:ME600

- Cabeza de intubación de trauma (incluye laceraciones en ojo, labio, cuello y cráneo, así como objeto atravesado en mejilla)
 - Laceración de mano, mostrando hueso y tejidos
 - Fracturas abiertas y cerradas en dedos
 - Fractura de radio
 - Quemaduras de 1º, 2º, y 3º grado en brazo
 - Herida abdominal, mostrando vísceras
 - Fractura de fémur
 - Fractura de tibia
 - Tobillo y pie contusionado (izdo.)
 - Pie aplastado (dcho.), mostrando hueso y tejidos.
 - Amputación de dedo.
- Heridas de entrada y salida de proyectiles



MegaCode Kelly 203-05050

CLAVE:ME601



Beneficios del producto:

- Efectivo educativamente para la capacitación en soporte vital avanzado, que apunta a las habilidades clave específicamente para profesionales de atención de la salud antes de la llegada al hospital
- Los escenarios disponibles en la biblioteca SimStore™ brindan capacitación

estandarizada mientras que los escenarios personalizables y el instructor en tiempo real controlan la adaptación del escenario para que satisfaga las necesidades individuales del estudiante.

- Durable, resistente y realista; hecho para resistir años de uso
- Altamente flexible y móvil para usar en el campo, transportar y en la capacitación dentro del hospital
- La plataforma flexible del maniquí con múltiples módulos acomoda una amplia variedad de capacitación, incluyendo RCP, Soporte cardiovascular vital avanzado (ACLS), NBC, trauma, control de hemorragias, y capacitación en primeros auxilios

Características del producto:

- La nueva vía aérea mejorada permite la inserción de dispositivos para vía aérea estándar, incluyendo la LMA (vía aérea con máscara laríngea) y Combitube
- Amplia biblioteca de variantes de ritmos para interpretaciones de ECG utilizando monitores clínicos estándar
- Uso de monitores clínicos, desfibriladores y marcapasos externos para la práctica de intervenciones en vivo



- El brazo controlado por el instructor para tomar la presión sanguínea permite la palpación y auscultación realistas. Las presiones diastólica y sistólica, la brecha auscultatoria y el volumen son variables
- Permite la evaluación por parte del estudiante de los sonidos cardíacos, respiratorios e intestinales
- Evaluación pupilar de pupilas normales, contraídas y dilatadas
- Administración de drogas intravenosas mediante bolo IV o goteo utilizando el brazo IV multivenoso
- La inserción de tubo en el pecho puede practicarse en el sitio medio axilar izquierdo y en los 4to y 5to espacios intercostales
- Los accesorios opcionales tales como módulos Nuclear, Biológico y Químico (NBC), de trauma, y para control de hemorragias agregan realismo a los escenarios de capacitación



*Para el funcionamiento de MegaCode Kelly SimPad Capable Simulator se requiere SimPad System. Se vende por separado. SimCenter™ es su recurso de simulación, que ofrece amplias herramientas para cada fase del proceso de simulación, desde acceder a contenido validado hasta la devolución de informes.

Facilita los procesos de simulación y evaluación, todo para que pueda concentrarse en su objetivo principal: Enseñar.

SimCenter™ es un sistema completamente integrado que incluye:

- SimStore
- SimDeveloper
- SimManager
- SimView

Visite www.mysimcenter.com para aprender cómo puede optimizar completamente los recursos ofrecidos para MegaCode Kelly.

Little Anne™

CLAVE:ME602

Little Anne es una solución económica para aumentar el número de maniqués



en un curso de RCP, y por consiguiente disminuir el ratio de alumnos /maniquí, e incrementar la práctica

El maniquí Little Anne® fue desarrollado para brindar capacitación efectiva en RCP para adultos sin comprometer el

realismo o la calidad. Su diseño durable y cómodo hace que la experiencia práctica sea asequible para cada estudiante.

Beneficios del producto:

- Efectivo educativamente ya que ofrece todas las características esenciales necesarias para el aprendizaje de RCP de calidad para adultos
 - Asequibilidad a través de una experiencia práctica incrementada
 - Los hitos anatómicos realistas brindan las características esenciales necesarias para enseñar las técnicas de RCP para adultos
 - El diseño liviano cómodo logísticamente hace que Little Anne sea fácil de transportar
 - La construcción durable permite un uso a largo plazo sin igual
- * Las pruebas de comprensión interna no mostraron degradación del producto después de más de un millón de compresiones pectorales a una profundidad de 2 pulgadas

Características del producto:

- Los pasajes oral y nasal permiten la compresión realista de la nariz requerida para la ventilación boca a nariz
- La obstrucción natural de la vía aérea les permite a los estudiantes aprender la importante técnica de apertura de la vía aérea

- La inclinación de cabeza / elevación de mentón y empuje de mandíbula les permiten a los estudiantes practicar correctamente todas las maniobras necesarias cuando se está resucitando a una víctima real
- La función de la vía aérea realista implica que la vía aérea seguirá obstruida sin la inclinación de cabeza / elevación de mentón o empuje de mandíbula adecuados. Con las ventilaciones correctas se observa la elevación pectoral
- Los hitos anatómicamente correctos y la muesca del esternón le permiten al estudiante practicar la identificación de todos los hitos anatómicos relevantes para la RCP en adultos
- Los comentarios audibles refuerzan la profundidad de compresión correcta. La característica de "clicker" (activador de clics) opcional señala la profundidad de compresión correcta
- La resistencia realista para las compresiones pectorales les permite a los estudiantes experimentar la cantidad de presión necesaria para realizar las compresiones de pecho adecuadas en una situación de la vida real
- Vías aéreas descartables económicas para una limpieza rápida y sencilla
- Caras removibles y reutilizables para un mantenimiento cómodo y asequible

AED Trainer 2

CLAVE:ME603



El desfibrilador de entrenamiento Laerdal es una solución económica y realista para el aprendizaje del manejo de un desfibrilador semiautomático. El desfibrilador de entrenamiento simula un desfibrilador Heartstart FR2 tanto en apariencia, operativa de manejo, y mensajes de voz, pero no da descargas reales.

- El equipo dispone de 10 escenarios pregrabados que simulan distintas situaciones de uso de un desfibrilador semiautomático.
- Funciona con pilas, pero que van incluidas dentro de un compartimento simulando una batería real de FR2
- Mando a distancia para control de escenarios
- Kit de programación: cambia el idioma, modifica varios parámetros, y permite crear 3 escenarios personalizados
- Incluye bolsa de transporte y tarjeta de instrucciones rápidas (1-2-3), como el Heartstart FR2
- Kit de programación: cambia el idioma, modifica varios parámetros, y permite crear 3 escenarios personalizados
- 945055: Kit programación
- El desfibrilador se sirve con: bolsa de transporte, 6 pilas, y parches de entrenamiento de adulto estándar.

Completo con SkillGuide™

CLAVE:ME604



El Resusci Anne® QCPR® es un maniquí para el entrenamiento de la RCP de adulto, con diferentes de retroalimentación que permite focalizar la evaluación de los alumnos, de manera que esto se haga correctamente resaltando las características de medida, valoración y retroalimentación.

Cuenta con el dispositivo SkillGuide™ que permite la posibilidad de medir, valorar y mejorar su técnica de la RCP. Cuenta con las siguientes especificaciones

- Anatomía realista que incluye inclinación de la cabeza, elevación del mentón, profundidad de compresión, fuerza de Compresión y elevación del pecho.
- El sensor indica la colocación correcta de las manos.
- Los sistemas de ventilación ofrecen la elevación adecuada del pecho tanto con resucitador manual como boca a boca.
- Capacidades de medida e información mejoradas.
- Conectividad inalámbrica con SimPad SkillReporter™ o Resusci Anne® Wireless SkillReporter™ (Por separado)
- Conectividad con cable con SkillGuide™ o SimPad SkillReporter™.
- Dispositivo SkillGuide™
- Retroalimentación en modo "Directo" (profundidad, ritmo, re-expansión insuficiente y profundidad insuficiente)
- Modo "A Ciegas" (sin retroalimentación, usado para exámenes)
Modo "Informativo" con resultados (% de ventilaciones, compresiones, así como del total de la sesión)



- Modo "Informativo" ofrece los resultados:
- Porcentaje de Compresiones correctas
- Porcentaje de Ventilaciones correctas
- Duración de la sesión de entrenamiento
- Compatible con las directrices.
- Formación en DEA
- Configuraciones opcionales:
- Formación en QCPR-D
- Cabeza con vías respiratorias para las técnicas de manejo de la vía aérea supra glótica.

Cabeza de intubación adultos

CLAVE:ME604



El maniquí ideal para la práctica de las técnicas de manejo de vía aérea

- Reproducción anatómica de la vía aérea
- Intubación oral y nasal
- Dispositivo audible de hiperpresión en la arcada dentaria superior
- laringoespasma y maniobra de Sellick
- Modelo anatómico de demostración incluido
- Compatible con Mascarilla laríngea y Combitube
- Simula dilatación estomacal y vómito

Brazo Presión Arterial para prácticas



Características: CLAVE:ME605

Permite la práctica de toma de pulso y auscultación de la presión sanguínea no invasiva

- Sincronización de los sonidos de Korotkoff con el pulso
- Presión sistólica y diastólica variables independientemente
- Sístole 0 - 300 mmHG, Diástole 0-300 mmHG
- Brecha de auscultación (opción de poner o quitarla)
- Pulso depende de la presión sanguínea
- El producto se tiene que utilizar junto con el SimPad, el cual tiene que ser adquirido por separado*

Brazos de punción intravenosa adultos

CLAVE:ME606

Características:

- Venopunción en fosa antecubital y en dorso de la mano
- Rotación a nivel de deltoides para facilitar el acceso
- Los modelos de adulto incluyen venas mediana, basílica, y cefálica.
- Venas palpables y permiten la administración de fluidos.
- La piel y venas son reemplazables para asegurar la longevidad del modelo



El brazo incluye: Brazo, 1 kit de piel y venas de repuesto, Sangre simulada, Kit de bolsa de sangre con tubos, 5 jeringuillas, lubricante para maniquí, Bolsa de transporte y manual de uso.

Resusci Anne Airway Trainer Update Kit, Basic 31600



CLAVE:ME607

Cabeza RCP instrumentalizada para actualizar el Resusci Anne con caja de señales (#31001640, 31004540 y 32008040).

Se sirve con:

Cabeza de vía aérea, pulmón, estómago, Set de pupilas, 1 bote de lubricante y manual de uso.

Resusci Anne para DEA

CLAVE:ME608

El Resusci Anne para DEA es un maniquí de RCP como el Resusci Anne, que además se coordina con el desfibrilador de entrenamiento Laerdal, de forma que el escenario de este último no avanza hasta que los electrodos de entrenamiento no están correctamente colocados sobre el pecho del maniquí en sus lugares correspondientes (es necesario utilizar electrodos Laerdal Link, no electrodos convencionales) Esto es posible gracias a la tecnología Laerdal Link, que hace posible la interacción de ambos productos, y solo da por válida la colocación de los electrodos si estos se localizan en sus lugares correctos

El modelo de caja de señales proporciona información sobre:

- **Ventilación** correcta / incorrecta
- **compresión** correcta / incorrecta
- **posición de las manos** correcta / incorrecta
- **ventilación demasiado rápida**

El modelo de registro ofrece además análisis de errores incluyendo:

1. Nº de ventilaciones insuficientes
2. Nº de ventilaciones excesivas
3. Nº de ventilaciones demasiado rápidas
4. Número y porcentaje de compresión correcta
5. Nº de compresiones insuficientes
6. Nº de compresiones excesivas
7. Nº de compresiones con insuficiente reexpansión del tórax
8. Nº de compresiones fuera de zona

El modelo de registro ofrece también una cronología con datos sobre ventilación, masaje cardíaco, y uso del DEA integrados, y permite registrar incidentes adicionales tal como llamada a Emergencias, llegada de la ambulancia. El DEA de entrenamiento se puede manejar con un mando a distancia

Tecnología Laerdal Link

Esta tecnología propiedad de Laerdal permite trabajar con un DEA de entrenamiento y un maniquí de RCP coordinadamente añadiendo:

- El maniquí no tiene conexiones visibles en el pecho (aumenta el realismo).
- El alumno está obligado a colocar los electrodos en sus lugares adecuados (como ocurriría en la realidad), pues si no lo hace el escenario no avanza.

Esto aumenta el valor de la práctica, y el aprendizaje



Basic Buddy Maniqui Individual



CLAVE:ME609

Finalmente Un maniquí que usted no tiene que limpiar!

Básica Buddy® RCP Maniquí es económico, y con tecnología de punta, diseñado para enseñanza individual o en grupo.

Realista y asequible; cada estudiante puede tener su propio maniquí para RCP. El sistema de protección desechable pulmonar/boca de una sola pieza lo hace más higiénico, es decir no hay riesgo de contaminación cruzada y no es necesario desinfectar los maniqués después de usarlos.

Las vías aéreas se abren usando usando el método de inclinación de la cabeza-menton y hay una elevación de torax cuando se ventila. Presentación individual, paquete 5, paquete 10 piezas

Contiene:

Maniqui Adulto, ligero y portátil

10 sistema pulmonar desechable

La vía aérea se abre usando el método de maniobra frente

Herramienta de inserción

Peso de 2.95 kg

Se recomienda utilizar almohadillas DEA diseñadas para maniquies de espuma

Basic Buddy Pack 5

CLAVE:ME610

LF3694U



Consta de cinco maniqués adultos

50 bolsas pulmonares

Bolsas de protección en la boca

cinco herramientas de inserción de pulmón

funda de transporte

manual de instrucciones.

Tres años de garantía

BABY BUDDY individual

CLAVE:ME610-A

LF03720U



- Maniqui para RCP
 - Económico - Cada estudiante puede tener su propio maniquí
 - Ligero y fácil de transportar
 - Torax removible para instalación fácil de la bolsa pulmonar-boca
 - Elevacion Visible del Torax cuando esta ventilando
-
- Garantía completa de tres años consiste en uno maniquí infantil, tamaño: 20 "x 14" x 7 ", 10 de pulmón / bolsos de la protección de la boca, una herramienta de inserción, y un manual de instrucciones. NOTA: Sólo use almohadillas AED diseñados para maniqués cuerpo de espuma

Desfibrilador Entrenamiento (DEA) - Bilingüe

CLAVE:ME611

SB47847U



Descripción del Producto

Este entrenador de DEA nuevo y mejorado, con módulo de conexión, tiene las funciones necesarias para enseñar la DEA sin afectar su presupuesto. Es ligero, de buen precio, y ofrece escenarios bilingües (inglés y español), funcional control remoto, botón de volumen y de pausa, conexión para niño y adulto, y almohadillas.

Incluye ocho escenarios preprogramados para simular varios casos de insuficiencia cardíaca.

El metrónomo marca las compresiones torácicas del RCP.

Un puerto de audio permite conectar las bocinas para que el grupo pueda oír dichos escenarios: entrenamiento ampliado aunque estén esperando.

Su diseño de conexiones permite actualizaciones y cambio de idiomas.

Viene en un estuche de nylon de 10 1/2" x 8" x 2 3/4" (27 x 20 x 7 cm)

La base requiere tres baterías AA (no incluidas) o un adaptador (incluido) CA.

El control remoto necesita dos baterías AAA (no incluidas).

El entrenador DEA mide 7" x 5 3/4" x 2" (18 x 15 x 5 cm).

Cumple con los lineamientos del CCC de 2005.

Peso de envío 2.50 lbs. (1.13 kg).

Maniqui Sani económico de Adulto 2144

CLAVE:ME612

Este maniquí de RCP ofrece a cada estudiante una manera realista y asequible para proporcionar a cada estudiante su propio maniquí. Diseñado pensando en el instructor . No necesita limpieza ni desinfección

Características del maniquí:

inclinación de la cabeza realista, de un solo uso de la vía aérea / pulmón / cara del sistema protector,

altura simulada pecho,

señales palpables,

proceso xifoideo para referencia

10 protectores faciales y pulmonares

El maniquí es de peso ligero

Tres años de garantía



Maniqui Sani 4 Pack



CLAVE:ME613

Este maniquí de RCP ofrece a cada estudiante una manera realista y asequible para proporcionar a cada estudiante su propio maniquí. Diseñado pensando en el instructor. No necesita limpieza ni desinfección

Para permitir una vía aérea permeable se debe de realizar la maniobra de levantamiento de la mandíbula e inmovilización, así como la inclinación de la cabeza. Anatómicamente se puede

sentir el borde costal, el apéndice xifoides y el esternón. Puede usarse para prácticas del uso del desfibrilador.

Características del maniquí:

4 maniquies Sani con bolsa para transporte

Inclinación de la cabeza realista, de un solo uso de la vía aérea / pulmón / cara del sistema protector,

Altura simulada pecho,

Señales palpables,

Proceso xifoideo para referencia

200 protectores faciales y pulmonares

Peso 20.4 kg

Tres años de garantía

Pulmones para maniquí-sani Adulto, paquete 100pzs.

CLAVE: ME614

Descripcion del Producto



Codigo del Producto: PP02135

Paquete de 100 piezas. Para uso en el maniquí sani adulto (SB27351G / SB30874G / PP02144).

Maniquí Sani-Baby para Prácticas de

RCP

CLAVE:ME615 PP02121



Maniquí económico para RCP que representa a un lactante. Ideal para prácticas y entrenamiento.

Habilidades:

- Localización del punto de masaje cardiaco
- Hipertensión de la cabeza para abrir la vía aérea
- Ventilación con elevación del pecho
- Compresiones

Especificaciones:

- Diseñados con vía aérea de un solo uso para eliminar la posible contaminación
- No necesitan limpieza ni desinfección
- Inclinación de la cabeza realista y barbilla elevada para apertura de la vía aérea
- Referencias anatómicas que incluyen esternón

y caja torácica

- Fabricados en plástico blando y realista

Incluye

Sistema de vía aérea 25 unidades.

Dimensiones

26" x 8" x 8"

3B Esqueleto clásico Stan, en soporte de 4 patas con ruedas

CLAVE: ME616



Este modelo clásico (nosotros lo llamamos Stan) ha sido durante 50 años un signo de calidad en hospitales, escuelas, universidades y laboratorios. No se conforme con imitaciones, la fabricación y la calidad deben ser prioritarios. ¡Stan es el mejor!

- Relación excelente calidad-precio
- 3 años de garantía
- Modelo de primera calidad "Made in Germany"
- Montaje con acabados a mano
- Fabricado con material irrompible y de larga duración
- Peso de los 200 huesos muy aproximado al peso real
- Tamaño natural
- Cráneo montado en 3 piezas
- Dientes colocados uno a uno
- Extremidades desmontables de forma rápida y sencilla
- Suministro con soporte y protector del polvo

Dimensiones: 170 cm

3B Cráneo Clásico, 3 partes

CLAVE: ME617



La versión estándar A20 de 3 partes es una primera opción dirigida a estudiar la anatomía básica y también resulta un regalo médico atractivo.

- Reproducción muy exacta del cráneo humano
- Fabricado y terminado manualmente con un material resistente e irrompible
- Representación muy exacta de surcos, orificios, apófisis, suturas y otros
- Desmontable en Bóveda del cráneo, Base del cráneo y Mandíbula
- Opcionalmente puede usted integrar un cerebro (C18), que consiste de 5 piezas



3B Torso clásico asexualado, 14 partes

CLAVE: ME618

Reproducción realista pintada a mano

- Fabricación con materiales de gran calidad
- Desarrollado y modelado en Alemania

Este torso muy valorado para hacer prácticas de anatomía, presenta las siguientes partes desmontables:

- Cabeza en 3 partes
- 2 lóbulos pulmonares
- Corazón en 2 partes
- Estómago
- Hígado con vesícula biliar
- Paquete intestinal en 2 partes
- Mitad anterior del riñón
- Mitad anterior de la vejiga urinaria

Suministro con Guía del Torso 3B.

Dimensiones: 87x38x25 cm

Serie del embarazo

CLAVE: ME619




Tamaño natural, fabricado de SOMSO-Plast. 8 representaciones del útero con embriones y fetos desde el primero hasta el séptimo mes del embarazo. Cada modelo por separado sobre soporte con pedestal. En total 14 partes.

Peso total de la serie 3,5 kg

Cerebro

CLAVE: ME620




Vaciado al natural, fabricado de SOMSO-Plast. Desmontable en 4 piezas. Sobre pedestal.

Altura 15 cm, Anchura 17 cm, Profundidad 6 cm, Peso 0,65 kg

Corazón


CLAVE: ME621



Aumento aprox. 1 1/2 veces, fabricado de SOMSO-Plast. Mediante ventales pueden ser abiertas la cámara y la antecámara y han sido representadas con sus tapas. Están indicados los grandes vasos próximos al corazón y la musculatura del corazón. Desmontable en 4 partes. Sobre soporte con pedestal. Altura 32 cm, Anchura 18 cm, Profundidad 19 cm, Peso 1 kg

Globo Ocular

CLAVE: ME622



Aumentado aprox. 5 veces, fabricados de SOMSO-Plast. Sobre pedestal, 7teilig. Altura 21 cm, Anchura 32 cm, Profundidad 19 cm, Peso 1,4 kg

Pulmón

CLAVE: ME623



3B Modelo del pulmón, 5 piezas

Incluye las siguientes partes:

- Laringe
- Tráquea con árbol bronquial
- Corazón en 2 piezas (desmontable)
- Vena cava
- Aorta
- Arteria pulmonar
- Esófago
- 2 pulmones (las mitades frontales son desmontables)

Enviado en un tablero.


Estomago












CLAVE: ME624































Tamaño natural, en plástico SOMSO. Desmontable en 2 partes, sobre soporte con pedestal. Altura 34 cm, Anchura 19 cm, Profundidad 18 cm, Peso 0,8 kg

REPLICAS DE ALIMENTOS



<p>■ Carne de res y verduras</p> 	<p>■ Sémola de maíz</p> 	<p>■ Atún en lata</p> 	<p>■ Camarones 4 piezas</p> 
<p>■ Carne cocida de res en cubos</p> 	<p>■ Carne cruda de res en cubos</p> 	<p>■ Carne de res cocida prime rib</p> 	<p>■ Carne de res cruda</p> 
<p>■ Elote dulce entero</p> 	<p>■ Ensalada de lechuga y jitomate</p> 	<p>■ Espárragos 1 taza</p> 	<p>■ Espárragos 1/2 taza</p> 
<p>■ Espinacas cocidas</p> 	<p>■ Jitomate entero 196 grs.</p>  <p>Jitomate entero 196 grs.</p>	<p>■ Jitomate rebanada</p> 	<p>■ Jugo de tomate</p> 
<p>■ Bagel 90 gr</p> 	<p>■ Bagel pequeño 30 gr</p>  <p>Bagel pequeño 30 gr</p>	<p>■ Bisquet</p> 	<p>■ Bolillo entero</p> 
<p>■ Bollo de hamburguesa</p> 	<p>■ Cereal aros de manzana</p> 	<p>■ Cereal bran flakes</p> 	<p>■ Cereal raisin bran</p> 

<p>■ Concha</p> 	<p>■ Corn flakes cereal seco 1 1/2 taza</p> 	<p>■ Corn flakes cereal seco 3/4 taza</p> 	<p>■ Espaguetti 1/3 taza</p> 
<p>■ Espaguetti amarillo</p> 	<p>■ Galletas de animalitos</p> 	<p>■ Galletas graham</p> 	<p>■ Galletas integrales tipo habanera</p> 
<p>■ Galletas saladas</p> 	<p>■ Hot cakes 1 pieza</p> 	<p>■ Hot cakes 2 piezas</p> 	<p>■ Macarrones 1/2 taza</p> 
<p>■ Palomitas de maiz</p> 	<p>■ Pan blanco rebanada</p> 	<p>■ Pan blanco tostado</p> 	<p>■ Pan de centeno</p> 
<p>■ Pan de elote</p> 	<p>■ Pan frito Indu</p> 	<p>■ Pan integral 25 gr</p> 	<p>■ Pan integral 35 gr</p> 

<p>■ Ciruelas frescas 2 piezas</p> 	<p>■ Durazno fresco entero</p> 	<p>■ Duraznos 2 enteros</p> 	<p>■ Duraznos enlatados mitades</p> 
<p>■ Frambuesas</p> 	<p>■ Fresas enteras</p> 	<p>■ Jugo de manzana 120 ml</p> 	<p>■ Jugo de manzana 180 ml</p> 
<p>■ Manzana entera 112 gr</p> 	<p>■ Manzana entera 170 gr</p> 	<p>■ Manzana Golden Entera 170 gr</p> 	<p>■ Melon cantaloupe</p> 
<p>■ Moras o arandano</p> 	<p>■ Naranja sin cascara</p> 	<p>■ Pasitas</p> 	<p>■ Pepinos</p> 
<p>■ Peras enlatadas</p> 	<p>■ Piña en rebanadas</p> 	<p>■ Platano en rebanadas</p> 	<p>■ Platano mitad</p> 
<p>■ Platano sin cascara</p> 	<p>■ Pure de manzana</p> 	<p>■ Sandia en cubos</p> 	<p>■ Sandia en rebanada</p> 